

Problemlösungen

- Bei Grafikfehlern klicken Sie bitte auf den Button „Fenster aktualisieren“.
- Wenn die Fenster nicht mehr auf Ihrem Monitor zu erreichen sind, können Sie sie mit der Tastenkombination „Strg+R“ wieder mittig zentrieren.
- Sollte eine Aufzeichnung im Auswertungsbildschirm einmal nicht korrekt dargestellt werden, laden Sie diese bitte einfach erneut.

Sollten weitere Fehler auftreten, bitten wir um eine E-Mail an info@mindfield.de ! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

EG Konformitätserklärung

nach folgenden Richtlinien:

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (2004/108/EG)

RoHS Stoffverbote (2011/65/EU)

WEEE Elektroaltgeräteentsorgung (2002/96/EG & 2008/34/EG)

Der Hersteller / Inverkehrbringer / Bevollmächtigter

Mindfield Biosystems Ltd.

Hindenburgring 4

D-48599 Gronau

Germany

WEEE-Reg.-Nr. DE 24465971

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

„Mindfield Biofeedbacksystem Hauttemperatur“ /

„Mindfield Hauttemperatursensor“

den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien – einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen – entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 60950-1 Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (2011-01)

DIN EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik –
Funkstöreigenschaften (2008-05)

DIN EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik –
Störfestigkeitseigenschaften (2011-09)

Ort: Gronau

Datum: 24. August 2017

N. Rockensüß



Niko Rockensüß, Geschäftsführer